

CORiTEC® 150i Serie

WORIN BESTEHEN DIE UNTERSCHIEDE?

	CORTEC® 150i PRO	CORTEC® 150i dry
Anzahl Achsen	5	5
Anzahl Werkzeugpositionen	10	10
Pmax~ Drehzahl Max.	860 W / 100.000 U/min	860 W / 100.000 U/min
Nullpunktspannsystem (manuell)	✓	✓
Trockenbearbeitung	✓	✓
Nassbearbeitung	✓	-
Rohlingsbearbeitung 98mm	✓	✓
Blockbearbeitung (CAD/CAM-Blöcke)/Glaskeramik	✓	✓ (nur trocken)
Premilled Abutments	✓ (CoCr/Ti)	✓ (CoCr)
Metallbearbeitung (CoCr)	✓	✓
Steuer-PC	integriert	integriert
10" HD Touchscreen	✓	✓
Integrierter Wassertank & Filter	✓	-
Spänewanne	-	✓
Ionisator	✓	✓
LED Statusleiste	✓	✓
Auto-Kalibrierungsset	optional	optional
Druckluft	3 bar externe Luft erforderlich	3 bar externe Luft erforderlich
Spannzange	3 mm	3 mm
Drehbearbeitung (Universalspannvorrichtung erforderlich)	✓	✓
CAM Software	iCAM V5 smart / iCAM HD (basierend auf hyperDENT)	
98 mm Blankhalter	✓ inklusive	✓ inklusive
Offener C-Clamp Halter	optional	optional

	CORTEC® 150i PRO	CORiTEC® 150i dry
Adapter		
Universalhalterung für Glaskeramik- und premilled Abutments	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich (nur Trockenbearbeitung)
3-fach Glaskeramik-Halter (für 98 mm Blankhalter)	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich (nur Trockenbearbeitung)
6-fach Glaskeramik-Halter (für 98 mm Blankhalter)	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich (nur Trockenbearbeitung)
C-Clamp Rohlingshalter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
Nt-Trading 6-fach Halter premilled Abutment (für 98 mm Blankhalter)	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
Medentika 6-fach Halter premilled Abutment (für 98 mm Blankhalter)	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
DESS 6-fach Halter premilled Abutment (für 98 mm Blankhalter)	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
Dental Direkt 6-fach Halter premilled Abutment (für 98 mm Blankhalter)	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
Zfx 6-fach Halter premilled Abutment (für 98 mm Blankhalter)	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
Glaskeramikhalter für Universaladapter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich (nur Trockenbearbeitung)
Nt-Trading-Halterung für Universaladapter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
Medentika-Halterung für Universaladapter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
Dental Direkt-Halterung für Universaladapter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
DES-Halterung für Universaladapter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
Zfx-Halterung für Universaladapter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich