

3M ESPE Lava™ approved

Voraussetzungen	one	140i	245i	250i	350i 350i PRO	650i
CAM: iCAM V4.7 iCAM V5			245i dry	250i dry	350i Loader 350i Loader PRO	650i Loader
CAD: 3shape: Dental System exocad: dentalCAD						



In Kooperation mit 3M ESPE wurden ausgewählte Maschinentypen der imes-icore von 3M ESPE zur Bearbeitung von 3M ESPE Lava™-Material zertifiziert. Sie erhalten mit der Möglichkeit der Bearbeitung von hochwertigen Lava™ Frames eine weitere Option, die Materialvielfalt mit imes-icore Maschinen sinnvoll zu erweitern.

Zurzeit sind die Maschinenmodelle CORITEC 245i, 250i, 350i, 650i „3M ESPE Lava™ Approved“ zertifiziert. Mit einem speziellen Adapter können somit die unterschiedlichen Lava™ Materialien hergestellt werden. Für eine gleichbleibend hohe Fräsqualität sorgt hierbei die CAM-Software „HyperDENT“ von Follow-Me. Die CAM-Software HyperDENT ist ebenfalls von 3M ESPE zertifiziert und bildet zusammen mit den Fräsmaschinen prozesssichere und hochpräzise Fräsergebnisse.

Nutzen Sie diese interessante Option zur Erweiterung der Wertschöpfung Ihres Systems mit diesen hochwertigen Markenprodukten.